

 Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it	SCHEDA TECNICA KIT ANTIDECUBITO GEMINI COMPRESSORE CON REGOLATORE E SOVRAMATERASSO AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI	Rev 01 Ottobre 2010
---	--	---

Codice	PR-100.806
---------------	-------------------

Indicazioni

Sistema studiato per la prevenzione delle piaghe da decubito in pazienti allettati.

Descrizione

Kit composto da compressore con regolatore, sovramaterasso a 18 elementi intercambiabili con lembi di fissaggio, telo di copertura con bottoni, tubi connettori per il gonfiaggio ed elemento di ricambio.

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Dopo avere posizionato il sovramaterasso e prima di stendere il paziente sul letto controllare che l'altezza complessiva non risulti eccessiva. Qualora ciò si verificasse si consiglia di utilizzare un materasso con altezza inferiore.

Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione del decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l'insorgenza. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità la zona interessata, di effettuare una frequente mobilitazione del paziente e di porre particolare cura all'igiene. A tale scopo si consiglia di consultare i protocolli e le linee guida per la prevenzione delle piaghe da decubito.

Componenti

Compressore **ABS**
Materasso **nylon/PVC**
Copertura **nylon/PU**

Pulizia

Pulire con panno umido e disinfettanti non aggressivi.

Non usare abrasivi oggetti appuntiti o taglienti.

Dispositivo non autoclavabile.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.

Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Confezione Singola

Garanzia

Compressore 24 mesi per difetti di fabbricazione
Materasso 12 mesi per difetto di fabbricazione

Caratteristiche del compressore

Alimentazione **220V - 50Hz**
Consumo **8 W**
Fuoriuscita d'aria **6-7 litri al minuto**
Pressione **40 mmHg - 80 mmHg**
Ciclo di scambio d'aria **10 minuti**
Frequenza **50-60 Hz**
Dimensioni **28 x 20 x 10 cm**
Materiale componete **ABS**
Peso **2.2 kg**
Rumorosità **20 dBA**



 Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it	SCHEDA TECNICA KIT ANTIDECUBITO GEMINI COMPRESSORE CON REGOLATORE E SOVRAMATERASSO AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI	Rev 01 Ottobre 2010
--	--	--

Caratteristiche del sovramaterasso

Dimensioni	290 x 85 x 11 cm
Superficie utile	190 x 85 cm
Elementi intercambiabili	18
Materiali componenti	telo di copertura: nylon/PU elementi intercambiabili: nylon/PVC
Colore	blu
Portata	150 kg

<u>Ricambi</u>	PR-100.808	Sovramaterasso a 18 elementi intercambiabili
	PR-100.824	Compressore con regolatore GEMINI
	PR-806	Elemento di ricambio per PR-100.808

Ricambi disponibili per compressore PR-100.824

PR-D21 - Chassis gruppo motore
PR-D22 - Bobina motore
PR-D40 - Gruppo membrane completo
PR-D54 - Motorino scambiatore

Codice Nomenclatore: 03.33.06.021

Codice CND: Z12040212

N. Repertorio: 99706R

Sovramaterasso ad elementi intercambiabili PR-100.808

Codice CND: Y033306

N. Repertorio: 99700R

Compressore con regolatore GEMINI - PR-100.824

Codice CND: Y033309

N. Repertorio: 99702R

Produttore **INTERMED srl**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE