



MOVI Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 – Milano
Italy

Tel. +39 02 509051
Fax +39 02 5062467
wimedinfo@movigroup.com
www.movigroup.com

R.E.A.: MI 1477333
Capitale €. 7.072.000 i.v.
P. IVA – VAT No: IT 11575580151
Certified Quality System ISO
9001/13485

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MOVI LEMAR SPA – Milano

Carrozzina Excel Plus

Fabbricante
Movi S.p.A
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia



Descrizione

Carrozzina Standard con telaio pieghevole stabilizzante, in acciaio verniciato.

Le ruote anteriori sono da 8'' (Ø200mm)

I rivestimenti sono in nylon, lavabile e rinforzato nella parte superiore. Cinturino ferma talloni.

Pedane indipendenti, ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza.

Caratteristiche Tecniche

Portata massima	120 Kg
Larghezza seduta	38/40 /43 /46/50 cm
Profondità seduta	40 cm
Larghezza trasporto	28 cm
Altezza schienale	40 cm
Altezza massima	85 – 90 cm
Profondità massima	105 cm
Altezza seduta	45 – 50 cm
Peso	17,5 Kg
Ruota in alluminio da 24'' x 1 – 3/8 (Ø600mm)	Perno con estrazione rapida
Telaio	acciaio
colori	Blu (ruote Piene) Bordeaux (ruote Pneumatiche)

Codice / Descrizione Prodotto

Codice

- 15200016
- 15200017
- 15200018
- 15200020
- 15200116
- 15200117
- 15200118
- 15200120

Descrizione

Carrozzina Excel Plus 16'' (40cm) Blu
Carrozzina Excel Plus 17'' (43cm) Blu
Carrozzina Excel Plus 18'' (46cm) Blu
Carrozzina Excel Plus 20'' (50cm) Blu
Carrozzina Excel Plus 16'' (40cm) Bordeaux
Carrozzina Excel Plus 17'' (43cm) Bordeaux
Carrozzina Excel Plus 18'' (46cm) Bordeaux
Carrozzina Excel Plus 20'' (50cm) Bordeaux

Codice

- 15992018
- 15992017
- 15991000
- xxxxxxxx

Descrizione

Alzagambe
Ruote Ascensore
Tavolino incavo
Ruota da '' configurazione emiplegica

Classe di appartenenza

I

Emissione/Ultimo aggiornamento

Data: 8-05-2011

