

DEAMBULATORE KOMETA "CITY PARTNER 2 IN 1"

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale Delle Industrie, 5 – 20020 Arese (MI)

CODICE ISO: 12.06.09.009 - 12.06.09.130 - 12.06.09.106 - 12.06.09.142

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 667513/R

CODICE Nr: 854930

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

In alluminio verniciato, completo di:

- Sedile, cestino e fascia appoggia schiena.
- Dispositivo porta-bastone/stampella
- Leva freno a duplice funzione: sicurezza durante la deambulazione e nello stazionamento
- Manopola di spinta ad impugnatura anatomica e con catarifrangente

Pieghevole con **sistema a doppia crociera**.

City Partner è un comodo e pratico deambulatore in grado di trasformarsi in una comoda carrozzina da trasporto.

Regolabile in altezza da cm 86 a cm 98

Larghezza interna cm 44,5

Larghezza totale cm 67

Altezza sedile da terra cm 56

Lunghezza totale cm 70

Sedile cm 45,5x31

Peso kg 9 (deambulatore), 10 kg (carrozzina)

Portata massima kg 136



								
cm 67	cm 70	cm 44,5	Da cm 86 a cm 98	cm 66 x cm 29 x cm 34	Kg 9/10 kg	Kg 136	20 cm	20 cm

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz.1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997. IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.

