

CUSCINO ORTOPEDICO

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: S.S. RENOL N.V. – Quai F. Demets 23 – 1070 Brussels (Belgium)

DESCRIZIONE: CUSCINO ORTOPEDICO

REPERTORIO DM SSN –

CODICE: 390072/RCM17000 RIVESTITO IN POLIURETANO

CODICE: 390073/RCM17033 RIVESTITO IN COTONE



Dimensione: cm. 70 x 62 x h. 20

CARATTERISTICHE

Grazie alle microsfere di polistirolo garantisce un sostegno avvolgente e stabile a gambe e cosce. La ripartizione del peso e dei punti d'appoggio riduce la pressione, mantenendo le gambe in perfetto relax. Sgrava la colonna vertebrale, fondamentale in caso di problemi discali. Utilizzabile anche per sollevare le gambe, migliorando la circolazione sanguigna.

Fuoco ritardante

Manutenzione:

Superficie lavabile



UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

Accessori:

- Fodera in poliuretano cod. 390074/RCM17099

- Fodera in cotone cod. 390075/RCM17088

Manutenzione:

Lavabile in lavatrice



CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997. IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.

