

DEAMBULATORE KOMETA ME-06-T CON TAVOLINO E APP.BRACHIALI

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

CODICE ISO: 12.06.09.009 - 12.06.09.130 - 12.06.09.106 - 12.06.09.142

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 991426/R

CODICE Nr: 857154

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

deambulatore ascellare con 4 ruote da 100mm, posteriori con sistema frenante. Con tavolino per appoggio brachiale, regolabili in altezza e larghezza.

Sistema di chiusura del deambulatore con “maniglia”.

In acciaio laccato blu con freno a leva, sedile, cestino e vassoio

Pieghevole e regolabile in altezza da cm 107 a cm 133

Larghezza totale cm 61

Profondità totale cm 67,5

Altezza sedile da terra cm 61

Dimensioni sedile cm 42x16

Dispositivo frenante a leva con possibilità di freno di stazionamento

Portata massima kg 120

Peso kg 12,3



UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz.1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.