

DEAMBULATORE ROLLATOR "KOMETA"

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie, 5 – 20020 Arese (MI)

CODICE ISO: 12.06.09.009 - 12.06.09.130 - 12.06.09.106 - 12.06.09.142

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 13017/R**

CODICE Nr: 854912

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

In duralluminio anodizzato epossidico
con sistema di ruote anteriori pieghevoli all'interno
per minor ingombro durante il trasporto
Regolabile in altezza da cm 84 a cm 99
Completo di freno, sedile e cestino chiuso
Sistema frenante a leva
Dimensioni sedile cm 31,8x35,6
Ruote da mm 203 (8") in PU, anteriori girevoli
Portata massima kg 114
Peso kg 7,9



								
cm 63,5	cm 78,7	cm 44,5	Da cm 83,8 a cm 99	cm 55 x cm 24 x cm 61,5	Kg 7,9	Kg 114	8" (mm 203)	8" (mm 203)

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz.1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.

