

DISPOSITIVO ENTRATA-USCITA VASCA DA BAGNO MEDLIFT 2

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 127058.


CODICE Nr: 856041.

Ausilio dal design elegante e solida struttura, base in plastica (nylon) con portata in sicurezza fino a 136 Kg.
Pieghevole, per essere facilmente riposto e trasportato.
Sistema di alimentazione intelligente: non scende se la carica non è sufficiente per la risalita. Schienale che ritorna in posizione eretta in risalita. Copertura antiscivolo. Sicuro e confortevole.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata massima: Kg 136
Peso complessivo: Kg 14
Batterie: Ni – MH 1300 mAh
Altezza totale incluso lo schienale (B): cm 103,4
Altezza schienale (F): cm 54,5
Larghezza schienale (F): cm 39,7
Altezza sedile (A): da cm 42,2 a cm 65
Larghezza sedile (C): cm 44,2 (escluse alette laterali) / cm 70 (alette incluse)
Profondità sedile (D): cm 46,2
Spessore copertura antiscivolo: cm 0,3



UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

Conformità: Il dispositivo MEDLIFT viene fabbricato secondo le normative Medical Devices Directive MDD 93/42/EEC e rispetta le seguenti normative Europee: EN 1041 – EN 1441 – EN 12182 – EN 12183 ed è marchiato CE. Il seguente dispositivo è di Classe I.