

KIT KOMETA ME 300

PRODUTTORE: Mediland srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: KIT KOMETA ME 300 COMPLETO di COMPRESSORE ME 300 CON REGOLAZIONE E MATERASSO KOMET PRESS 20 AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI.

CODICE ISO: 03.33.06.021

CODICE Nr.: 855600

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – Nr. 615833/R.



MATERIALE: COMPRESSORE ME 300 CON REGOLAZIONE E MATERASSO A 20 ELEMENTI INTERCAMBIABILI IN POLIVINILCLORURO, DOTATO di RIVESTIMENTO IMPERMEABILE ALL'ACQUA MA TRASPIRANTE.

Compressore con regolatore di pressione

- **REPERTORIO DM SSN** – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – **Nr. 14960/R**
- **Tensione e frequenza:** 220 V / 50 Hz.
- **Aria in uscita:** 4-5 lt
- **Range di pressione:** 55 – 105 mm/Hg
- **Ciclo:** 5 minuti
- **Aria in uscita:** 4 – 6 litri
- **Peso apparecchio:** Kg 1,6
- **Rumorosità:** < 40 dB
- **Cavo di alimentazione:** si
- **Dimensioni:** cm 25,4 X 11,4 X 7,6

Materasso a 20 elementi intercambiabili

- **REPERTORIO DM SSN** – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – **Nr. 12140/R**
- **PVC con trattamento antibatterico**
- **Dimensioni sgonfio:** cm 197 x 94
- **Dimensioni gonfio:** cm 197 x 84 x 10
- **Altezza sezione:** cm 10
- **Numero elementi:** 20
- **Rivestimento:** Vinile (traspirante, idrorepellente)
- **Peso:** Kg 5,5
- **Portata massima:** Kg 180

APPLICAZIONE: INDICATO PER PAZIENTI A MEDIO-ALTO RISCHIO di DECUBITO O CON DECUBITO PERSISTENTE IN PVC MEDICALE CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO DA ABBINARE AD UN COMPRESSORE PER IL SUO UTILIZZO.

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997. IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI

