

KIT KOMETA ME 500

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: KIT KOMETA ME 500 COMPLETO DI COMPRESSORE ME 500 CON REGOLAZIONE E MATERASSO KOMET PRESS A BOLLE D'ARIA.

CODICE ISO: 03.33.06.018

CODICE Nr.: 855761

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – Nr. 12163/R (KIT)

MATERIALE: COMPRESSORE ME 500 CON REGOLAZIONE IN PVC E MATERASSO KOMET PRESS "BUBBLE" IN POLIVINILCLORURO (WEN-71 ATOSSICO) CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO.



Compressore Kometa ME500 con regolatore di pressione cod. 855764

- **REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – Nr. 321161/R (solo compressore)**
- **Tensione e frequenza:** 230 V / 50 Hz.
- **Potenza assorbita:** $\leq 10W$
- **Aria in uscita:** 4-5 lt
- **Ciclo:** 5 minuti
- **Pressione:** 110 mmHg
- **Pressione regolabile:** sì
- **Peso apparecchio:** kg 1,5
- **Rumorosità:** <40 db
- **Cavo di alimentazione:** sì (3 m)
- **Dimensioni:** cm 11 x 22,5 x 10
- **Altezza cella:** cm 6,35
- **Numero celle:** 130
- **Peso:** Kg 2,5

Materasso Komet press a bolle d'aria cod. 855357

- **REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – Nr. 321166/R (solo materasso)**
- **Materiale:** PVC (W/EN-71), termosaldato, con trattamento antibatterico ATOSSICO
- **Spessore:** 0,28 mm
- **Dimensioni:** cm 200 x 86 x 6,35 gonfiato
- **Peso:** kg 2
- **Portata massima:** Kg 130

APPLICAZIONE: INDICATO PER PAZIENTI A MEDIO RISCHIO DI DECUBITO O CON DECUBITO PERSISTENTE

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997. IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI