

KIT KOMETA ME 700

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: Mediland srl, Viale delle Industrie 5, 20020 Arese (MI)

DESCRIZIONE: KIT KOMETA ME 700 COMPLETO DI COMPRESSORE ME 700 CON REGOLAZIONE E MATERASSO MODELLO WAVE, CON DESIGN DEI TUBOLARI AD "ONDA DEL MARE".

CODICE ISO: 03.33.06.018

CODICE Nr.: 855780

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – **Nr. 74123/R**



MATERIALE: COMPRESSORE ME 700 CON REGOLAZIONE, materasso modello wave realizzato in polivinilcloruro medicale (PVC EN-71, atossico), con trattamento antibatterico, termo-saldato senza cuciture e parti traumatiche.

Il nuovo design dei tubolari ad "onda del mare" favorisce un massaggio continuo al paziente allettato, una riduzione della pressione sulle parti del corpo ed un' ottimale circolazione d'aria, risultando la soluzione più efficace e funzionale.

Compressore Kometa ME 700 con regolatore di pressione

- **REPERTORIO DM SSN** – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – **Nr. 991488/R**
- **Tensione e frequenza:** AC 220- 230 V / 50 Hz.
- **Potenza assorbita :** < 10W
- **Aria in uscita:** 6 lt/min.
- **Range di pressione:** 40-110 mm/Hg
- **Ciclo:** 5 minuti
- **Peso apparecchio:** Kg 1,2
- **Rumorosità:** < 35 dB
- **Cavo di alimentazione:** si (3 m)
- **Dimensioni:** cm 10,5 X 22,5 X 10
- **Peso:** kg 2

Materasso a bolle d'aria "modello Wave" cod. 855781

- **REPERTORIO DM SSN** – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – **Nr. 991526/R**
- **Materiale :** PVC (W/EN-71), termosaldato, con trattamento antibatterico ATOSSICO
- **Dimensioni:** 200x90x9 cm (gonfiato)
- **Total air tube wave:** 14
- **Peso:** Kg 2
- **Portata massima:** Kg 130

APPLICAZIONE: INDICATO PER PAZIENTI A MEDIO-BASSO RISCHIO di DECUBITO O CON DECUBITO PERSISTENTE

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997. IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I

