

KIT KOMETA ME 900

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: KIT KOMETA ME 900

CODICE ISO: 03.33.06.021

REPERTORIO DM – SSN – (Art. 1 comma 409
legge 266/2005) - **Nr:** 615989/R.

CODICE NR.: 855388.



CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI: il kit Kometa ME 900 è indicato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di I, II e III stadio, in terapie a lungo termine e terapie domiciliari. Il kit è composto da:

- Un compressore ad elevato flusso d'aria, con regolatore a ciclo alternato
- Un materasso a 24 elementi intercambiabili H 13 cm
- Una comoda copertura impermeabile all'acqua e permeabile all'aria, che tiene uniti tutti gli elementi, offrendo migliore compattezza.

Specifiche tecniche materasso KOMET-PRESS 900

Il materasso, in polivinilcloruro (PVC) antibatterico, è formato da 24 elementi intercambiabili.

La valvola CPR (Cardio Pulmonari Resuscitation) consente uno sgonfiaggio rapido, per interventi urgenti di rianimazione.

Dimensioni: 200 x 90 x 13 cm ca.

Peso: 5,5 Kg

Materiale: PVC antibatterico

Nr. Elementi: 24 (h 13 cm)

Valvola: CPR

Peso max del paziente: 120 Kg

Specifiche tecniche compressore ME 900



Dotato di indicatore di livello della pressione del materasso, è collegato allo stesso con utilizzo di tubi anti-schiacciamento, per prevenire piegature e consentire il miglior flusso d'aria. I tubi sono dotati di connettori che permettono un veloce, facile e sicuro collegamento.

Il compressore è munito di appositi ganci per appenderlo al letto.

**Tabella paziente
peso - pressione**

Peso	mmHg
Sino a 50 Kg	1 (30 - 35)
Da 50 a 60 Kg	2 (35 - 40)
Da 60 a 70 Kg	3 (40 - 43)
Da 70 a 80 Kg	4 (43 - 47)
Da 80 a 90 Kg	5 (47 - 50)
Da 90 a 100 Kg	6 (50 - 54)
Da 100 a 110 Kg	7 (54 - 57)
Da 110 a 120 Kg	8 (57 - 60)

Alimentazione: 220 V – 50 Hz

Range di pressione: 30 – 60 mmHg

Pressione: 5-6 lt/min.

Ciclo di lavoro: 10 min. ca.

Dimensione: 26 x 11 x 10 cm ca.

Peso: 2 Kg

Rumorosità: inferiore a 30 dB

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997. IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.