

Materassino ME600 a tubi intercambiabili

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: MATERASSO ME600 AD ELEMENTI
INTERCAMBIABILI

CODICE ISO: 03.33.06.021

CODICE Nr.: 855766

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) –
Nr. 321169/R.



MATERIALE: MATERASSO KOMET PRESS ME600 A TUBI INTERCAMBIABILI IN POLIVINILCLORURO
(WEN-71 ATOSSICO) CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO

Materasso Komet press ME600 a tubi intercambiabili cod. 855766

- **Materiale :** In Nylon e PVC con trattamento antibatterico ATOSSICO
- **Dimensioni:** cm 200 x 90 x 11,5 gonfiato
- **Altezza elemento:** cm 11,5
- **Numero elementi:** 18
- **Peso:** Kg 4
- **Portata massima:** Kg 130

APPLICAZIONE: INDICATO PER PAZIENTI A MEDIO-ALTO RISCHIO DI DECUBITO O CON DECUBITO
PERSISTENTE

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL.
46 del 24/02/1997. IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI

