

MATERASSO VENTILATO IN ESPANSO A TRE SEZIONI


SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: MATERASSO VENTILATO IN ESPANSO A TRE SEZIONI

CODICE ISO: 03.33.06.003

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -
Nr: 4654/R



CODICE Nr: 003000

MATERIALE: Realizzato in gomma schiuma soffice, la fodera in cotone.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI: Un valido sostegno al corpo del paziente. Permette una buona ventilazione e mantiene asciutta e fresca la pelle. Ideale per letti a sezioni pieghevoli.

Cod. 003000

Lunghezza	cm 195
Larghezza	cm 85
Altezza	cm 14
Densità	Kg/m ² 30
Portata	kpa 3,6
Resa elastica	% 48
Carico rottura	kpa 120
Fatica dinamica	% 25

Accessori:

- **Cod. 003001** Fodera ignifuga in cotone per detti
- **Cod. 003003** Fodera in cotone, con cerniera, per detti.

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 DEL 24/02/1997. IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI. COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME CSE RF4 CLASSE I IM.

