

CARROZZINA ELETTRICA MODELLO "AGILA"

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie, 5 – 20020 Arese (MI)

**DESCRIZIONE: CARROZZINA ELETTRICA
KOMETA "AGILA"**

CODICE ISO: 12.21.27.006

**REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409
legge 266/2005) - Nr: 719596/R**

CODICE Nr: 270031

DESCRIZIONE:




- Telaio in acciaio verniciato epossidico
- Struttura leggera di facile montaggio/smontaggio per trasporto nel baule dell'auto
- Schienale, sedile e braccioli in piacevole rivestimento in skay lavabile
- Sedile regolabile in altezza e girevole a 360°
- Piatto pedana ribaltabile e regolabile in inclinazione
- Braccioli regolabili in altezza, ribaltabile ed "allargabili" per il massimo comfort di seduta e necessità di spostamento.
- Pedana ribaltabile
- Sedile regolabile in altezza, girevole a 360° e dotato di poggiatesta
- Schienale ribaltabile
- Senza impianto di illuminazione



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Velocità con dispositivo di regolazione da 0 a 6,4 Km/h
- Autonomia di carica (su terreno pianeggiante) 17 Km
- Raggio di sterzata cm 67
- Ostacolo (dislivello) superabile cm 4,5
- Motore DC 24V, 200W x 2
- Comando: 50A
- Batterie: Nr. 2 da 12 V / 18 Ah ad acido assorbito
- Caricabatterie da 3 Ah
- Pendenza massima superabile 6°=10% c.a.
- Freno elettromagnetico.
- Ruote anteriori da 6" – mm15
- Ruote posteriori da 9" – mm23
- Senza impianto di illuminazione.

DIMENSIONI

						
cm 43	cm 43	cm 52	cm 41	cm 30	cm 83	cm 57,2
	p		Senza batterie			
cm 85	Kg. 136	66 Kg	54 Kg			

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

Conformità: Le tele sedile e schienale sono ignifughe e rispettano le norme ISO parte 1.

La carrozzina mod. Agila è fabbricata secondo le normative Medical Devices Directive MDD 93/42/EEC e rispetta le seguenti normative Europee: EN 1041 – EN 1441 – EN 12182 – EN 12183 ed è marchiato CE. Il seguente dispositivo è di Classe I.

