

CUSCINO BIOFORM FLOATATION DYNAMIC PLUS


SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

CODICE ISO: 03.33.03.018

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 13186/R.

CODICE Nr. 003083 – 003084 – 003085



CARATTERISTICHE E DIMENSIONI:

A celle con fluidi automodellanti a settori differenziati. E' il cuscino che offre il più elevato livello di prevenzione delle piaghe da decubito ed è indicato per soggetti estremamente magri o per coloro che hanno una limitata autonomia di spostamento nella posizione seduta. Grazie all'aerazione assicurata dalle celle di sostegno separate, **Dynamic Plus** mantiene asciutta la pelle, aspetto essenziale per la prevenzione del decubito.

Fornito di una fodera in cotone elasticizzata, lavabile, traspirante, con base antiscivolo e maniglia frontale in nylon per un agevole trasporto.

Cod. 003083

Larghezza cm 37
Profondità cm 40
Altezza cm 6

Cod. 003084

Larghezza cm 40
Profondità cm 42
Altezza cm 6

Cod. 003085

Larghezza cm 43
Profondità cm 45
Altezza cm 6

UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 DEL 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.