

CUSCINO COMPACT

SCHEMA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: CUSCINO COMPACT

CODICE ISO: 03.33.03.009

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 13166/R.



CODICE Nr. 003076, 003063.

In materiale viscoelastico compatto
con fodera ignifuga in cotone elasticizzato.
Lavabile, traspirante con due maniglie per il trasporto.

Cod. 003076

Larghezza cm 40
Profondità cm 40
Altezza cm 3

Cod. 003063

Larghezza cm 45
Profondità cm 40
Altezza cm 3

UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUNGO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.

