

SCHEDA TECNICA**SOLLEVATORE ELETTRICO HOMELIFT 2****PRODUTTORE: VILGO – Route de Sainte-Alvére – Creysse - 24102 Bergerac Cedex – FRANCE****CODICE ISO: 12.36.03.006****REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr:
26665/R.****CODICE Nr: 003370****CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:**

Sollevatore elettrico pieghevole completo di imbragatura standard. Realizzato in acciaio grigio satinato, compatto, facile da manovrare grazie ad una impugnatura. Smontabile, con supporto a quattro ganci per l'imbragatura. Completo di due batterie sigillate da 12 V e di un caricabatterie inserito nel sollevatore stesso. Visualizzazione del controllo di carica delle batterie.

Base regolabile a pedale**Larghezza interna da:** cm 45 a cm 78.**Larghezza esterna da:** cm 56 a cm 90.**Lunghezza:** cm 111**Altezza massima:** cm 183**Altezza di sollevamento:** da cm 53 a cm 158**Altezza della base da terra:** cm 10**Ruote posteriori diam. 10 cm con freno a leva e anteriori diam. 7,5 gemellari****Maniglia di spinta e manovra****Batterie di azionamento:** n°2 da 12 V cadauna**Caricabatterie funzionabile a 220 V****Avvisatore acustico batterie scariche****Peso dell'ausilio:** Kg 40**Portata massima:** Kg 175**Imbragatura: Standard Cod. 003438 in Nylon blu. Portata Kg 175****UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1**

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI. MARCHIO TÜV CONFORME ALLA DIRETTIVA ISO 9001 DEL 2000 E ISO 13485 DEL 2003.

