

## SOLLEVATORE ELETTRICO MOD. KOMETA 210

### SCHEDA TECNICA

**PRODUTTORE:** MEDILAND srl – Viale delle Industrie, 5 – 20020 ARESE (MI)

**DESCRIZIONE:** SOLLEVATORE ELETTRICO MOD. 210 (senza imbragatura)

**CODICE ISO:** 12.36.03.006

**REPERTORIO DM SSN** – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 224743/R**

**CODICE Nr:** 855212

#### CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Sollevatore elettrico completo di imbragatura con supporto per la testa, rinforzata (Cod. 855203). In acciaio laccato epossidico  
Dotato di tre sistemi di sicurezza:

- Pulsante di arresto d'emergenza
- Sblocco (discesa) in caso d'emergenza
- Sblocco (discesa) meccanico



#### Specifiche tecniche:

- Supporto imbragatura girevole a 360°
- Completo di batterie sigillate da 12V (LINAK JUMBO LA34)
- LED di controllo per la carica delle batterie
- Altezza totale cm 137
- Altezza massima da terra di sollevamento con paziente cm 194
- Altezza minima del braccio da terra cm 59
- Lunghezza totale della base cm 117
- Altezza della base da terra cm 11
- Base interna regolabile da cm 55,5 a cm 92,5
- 2 ruote anteriori gemellari 2 ruote posteriori con disp. frenante
- Portata massima kg 210

**UNITÀ di CONFEZIONAMENTO:** Pz. 1

**CONFORMITÀ:** MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.