

LETTO KOMETA A 3 MOVIMENTI

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale Delle Industrie, 5 – 20020 Arese (MI)

DESCRIZIONE: LETTO “KOMETA” A 3 MOVIMENTI CON RETE IN METALLO

CODICE ISO: 18.12.10.003

REPERTORIO DM – SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 135615/R.

CODICE Nr: 854801

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Pratico, confortevole ed estremamente piacevole, dispone di un rialzo dorsale e di un sostegno per le gambe regolabile elettricamente tramite la semplice pressione di un pulsante. Dotato di 4 ruote da 125 mm piroettanti, con freno indipendente su ogni ruota, per assicurare stabilità e sicurezza. Il letto è pieghevole per facilitarne il trasporto.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Spalliera (testiera) e pediera in piacevole e caldo legno di Faggio
- Struttura in acciaio verniciata in epossidico
- Rete metallica a 4 sezioni verniciata in epossidico
- Munito di quattromotori silenziosi (nr 2 alzata letto, nr 1 lato testa, nr 1 lato piedi)
- Rialzo dorsale da 0° a 70°
- Rialzo per gambe da 0° a 25°
- Sponde laterali scorrevoli ed estraibili in legno di Faggio
- Asta solleva ammalati posizionabile sia a destra che a sinistra
- Altezza spalliera (testiera) cm. 88
- Altezza basamento cm. 39
- Dimensioni cm. 211 x cm. 101,5
- Rete: cm 191 x 775
- Portata Max Kg. 174
- Dispositivo di comando con possibilità di regolazione singola (spalliera o gambe) o simultanea (spalliera e gambe) ed regolazione dell'altezza verticale del letto.

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.

