

SOLLEVATORE ELETTRICO LIFTY 4

SCHEDA TECNICA

PRODOTTURE: VILGO – Route de Sainte-Alvére – Creysse - 24102 Bergerac Cedex – FRANCE

CODICE ISO: 12.36.03.006

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 26988/R.**

CODICE NR. : 003348

MATERIALE : ACCIAIO SATINATO BIANCO.

ALIMENTAZIONE PER IL SOLLEVAMENTO: BATTERIE RICARICABILI

CODICE: 003348

DESCRIZIONE: Sollevatore elettrico completo di imbragatura standard (Cod. 003438)

In acciaio laccato epossidico. Supporto imbragatura girevole a 360°

Completo di batterie sigillate da 12V e di caricabatterie

Dotato di tre sistemi di sicurezza:

- Pulsante di arresto d'emergenza
- Sblocco (discesa) in caso d'emergenza
- Sblocco (discesa) meccanico.

Specifiche tecniche:

- Altezza totale cm198
- Altezza massima da terra di sollevamento con paziente cm170
- Altezza minima del braccio da terra cm 63
- Lunghezza della base cm 132
- Altezza della base da terra cm 10
- Base interna regolabile da cm 50 a cm 85 (interno), da cm 60 a cm 94 (esterno)
- 4 ruote anteriori gemellari anteriori e 2 ruote posteriori con disp. frenante
- Dimensioni piegato cm 132L x 62P x 44H
- Peso complessivo kg 50
- Portata massima kg 200
- Avvisatore acustico di batterie scariche

Portata massima Kg 200

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITA' : MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/2/97. IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.

