

LETTO ELETTRICO MOD. POLARIS

SCHEDA TECNICA

DISTRIBUTORE: MEDILAND srl – Viale Delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

CODICE ISO: 18.12.10.003/12.30.06.103/18.12.12.103/18.12.27.103/24.36.06.103

REPERTORIO DM – SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – 1192113/R

CODICE Nr: 854879+854880+854881

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Il letto elettrico modello POLARIS, risulta estremamente pratico, sicuro e confortevole all'utilizzo. Dispone di una rete in metallo, di un comando per la regolazione della base in altezza, del rialzo dorsale e del rialzo delle gambe. Munito di 4 ruote da 3" (cm 7,62), piroettanti, con dispositivo frenante.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Spalliera (testiera) e pediera in piacevole e caldo legno di faggio
- Struttura in acciaio verniciata in epossidico
- Motore: CC
- Batteria Backup: NO
- Tensione nominale attuatore: 24V
- Tensione di alimentazione: 230V, 50 Hz
- Potenza attiva assorbita max. 220 W
- Assorbimento corrente max: 1 A
- Fusibile interno: SI
- Classe di isolamento: Classe II
- Portata max paziente Kg. 135
- Carico di lavoro sicuro: Kg. 170
- Regolazione in altezza (piano rete) cm 20 - 76
- Lunghezza totale cm 212,5
- Larghezza totale cm 102,5
- Lunghezza interna (rete) cm 190,5
- Larghezza interna (rete) cm 88
- Funzione Trendelenburg: 0° – 12°
- Diametro ruote cm 7,62 (3") - tutte con freno
- Peso totale Kg. 112 ca.
- Temperatura di utilizzo: 10° + 50°C
- Temperatura immagazzinaggio: in ambiente asciutto -10° + 50°C

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E SEGUENTI. IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.