

SEDIA DA DOCCIA E DA COMODO BASCULANTE

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie, 5 – 20020 Arese (MI)

DESCRIZIONE: SEDIA DA DOCCIA E DA COMODO BASCULANTE

RIF. Cod. ISO: 09.12.03.003 / 12.21.03.009

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 11336/R

CODICE Nr: 855756

- In acciaio inox verniciato epossidico, in colore verde metallizzato
- Dotata di 4 ruote tutte con dispositivo frenante
- Appoggiatesta modellabile e regolabile in tre (3) posizioni (altezza-profondità-inclinazione)
- Tela schienale "tensionabile", schienale ripiegabile in avanti
- Braccioli ribaltabili
- Basculante da 0 a 18 gradi

Specifiche tecniche:

Larghezza totale cm 56
Lunghezza totale (non basculata) cm 93
Lunghezza totale (basculata) cm 115
Larghezza sedile cm 44
Larghezza interna (bracciolo-bracciolo) cm 46
Profondità sedile cm 42
Altezza schienale (dal sedile) cm 49
Altezza totale, senza poggiatesta (non basculata) cm 100
Altezza totale, senza poggiatesta (basculata) cm 89
Altezza sedile da terra (non basculata) cm 54
Altezza bracciolo (da terra) cm 80
Altezza bracciolo dal sedile cm 26
Dimensione imballo cm 80L x 60P x 76H
Portata massima kg 100

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.

