

SEDILE GIREVOLE PER VASCA DA BAGNO

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie, 5 – 20020 Arese (MI)

DESCRIZIONE: SEDILE GIREVOLE PER VASCA DA BAGNO

RIF. Cod. ISO:

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr:**
4867/R

CODICE Nr: 857109



CARATTERISTICHE TECNICHE:

In acciaio laccato con polvere epossidica anticorrosione
Sedile in materiale plastico (poliestere) ad alta densità e
resistenza, confortevole atraumatico.

Larghezza sedile cm 40,5.

Profondità sedile cm 36,5

Altezza schienale cm 38 ca

Larghezza sedile compreso braccioli cm 51 ca.

Larghezza totale base cm 69 ca

Portata massima kg 114

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL
PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.

